

Black Eye™

Black Eye™ is een steriele, niet-pyrogene oplossing die is ontworpen om te worden gebruikt als een endoscopische marker voor het markeren van poliepen en laesies in het maagdarmkanaal.

De blisterverpakking werkt als een steriele barrière en beschermt tegen kruisbesmetting; behoud van steriliteit van productie tot gebruik.

Black Eye™ is visceus en migreert niet, resulterend in consistent donkere markeringen.

- Geleverd in injectiespuiten die 5 ml markeroplossing bevatten.
- Door de luer-lock eenvoudig en lekvrij aan te sluiten op de naald
- De oplossing is steriel en aseptisch verpakt in de spuit.
- Hoeft niet geschud te worden voor gebruik.



Artikel nr.	Omschrijving	Aantal
TS-205	Black Eye endoscopic marker, spuit van 5 ml	10 spuiten