

Blue Eye™

Blue Eye™ is een injecteerbare vloeistof, bedoeld voor gebruik bij gastro-intestinale endoscopische procedures. Het geeft submucosale lifting van poliepen, adenomen, tumoren in een vroeg stadium of andere gastro-intestinale mucosale laesies, voorafgaand aan verwijdering met een lis of ander endoscopisch gereedschap. Het vergemakkelijkt endoscopische resectieprocedures tijdens endoscopische onderzoeken in het maagdarmkanaal.

Blue Eye™ is gebruiksklaar en eenvoudig aan te sluiten op de injectienaald. Dit verkort de proceduretijd en het minimaliseert het risico op kruisbesmetting. In tegenstelling tot conventionele ampulproducten is Blue Eye™ eenvoudig in gebruik omdat het direct op de injectienaald kan worden aangesloten.

Blue Eye™ is biocompatibel. Het bevat hyaluronzuur, een biopolymeer dat van nature voorkomt in de menselijke huid en bindweefsel.

Blue Eye™ geeft een twee keer zo langdurige mucosale elevatie als normale zoutoplossing, waardoor de totale proceduretijd worden verkort, wat het slagingspercentage van de endoscopische procedure verhoogt.

- Geleverd in injectiespuiten die 5 ml vloeistof bevatten.
- Door de luer-lock eenvoudig en lek vrij aan te sluiten op de naald
- De oplossing is steriel en aseptisch verpakt in de spuit.



Artikel nr.	Omschrijving	Aantal
TS-905	Blue Eye submucosal injection agent, spuit van 5 ml	10 spuiten