

EndoRotor

Necrosectomie

De EndoRotor PED™-katheter is de eerste klinisch gevalideerde oplossing voor endoscopisch debridement van Walled-Off Necrosis (WON) na EUS-geleide drainage. Het instrument wordt rechtstreeks in de holte gebracht, evt. via een metalen stent en, onder directe visualisatie, wordt weefsel in de katheter geaspireerd en tegelijkertijd vernalen. Het weefsel wordt vervolgens verzameld in een zuigpot.

Conventionele necrosectomie vereist blinde manipulatie van necrose, waardoor het risico op procedurele complicaties toeneemt. EndoRotor® biedt de endoscopist een effectief hulpmiddel voor debridement van WOPN/WON onder directe visualisatie zonder de noodzaak om de scoop in en uit de collectie te halen.



Mucosectomie

De EndoRotor® is ontworpen om problemen met onvolledige resectie en post-endoscopische mucosale resectie met littekens bedekte laesies op te lossen. De EndoRotor® werkt door weefsel op te zuigen in een opening aan de punt van de flexibele katheter. Weefsel wordt versnipperd door een roterend mes aan de binnenkant van de katheter en in een filter opgevangen. Door de gecombineerde zuiging en rotatie kan het restweefsel verwijderen zonder te hoeven liften, inclusief post-EMR-littekenlaesies en laterale randen bij primaire resecties.



De EndoRotor is ontworpen voor resectie en verwijdering van residuweefsel uit het gastro-intestinale traject, inclusief post-endoscopische mucosale resectie (EMR) restweefsel van een met littekens bedekte basis en restweefsel van de perifere marges na EMR.

Artikel nr.	Omschrijving	Aantal
3.2-EPR-COL-OP	Endorotor 3.2mm EPR catheter colon voor Olympus & Pentax 1680 & 1700 mm	1 stuk
3.2-EPR-COL-O	Endorotor 3.2mm EPR catheter colon voor Olympus 1330 mm	1 stuk
3.2-EPR-EGD-F	Endorotor 3.2mm EPR catheter gastro voor Fujinon Mucosectomy	1 stuk
3.2-EPR-EGD-OP	Endorotor 3.2mm EPR catheter gastro voor Olympus & Pentax Mucosectomy	1 stuk
3.2-PED-EGD-F	Endorotor 3.2mm PED catheter gastro voor Fujinon Necrosectomy	1 stuk
3.2-PED-EGD-OP	Endorotor 3.2mm PED catheter gastro voor Olympus & Pentax Necrosectomy	1 stuk
6.0-PED-EGD	EndoRotor 6.0mm PED catheter gastro voor Olympus Necrosectomy	1 stuk
ESS-KIT	Endorotor Systeem (compleet)	1 set
EPR-TRAP	Endorotor EPR Specimen Trap	10 stuks
PED-PURGE	PED Necrosectomy purge kit	10 stuks
CATHGUIDE	EndoRotor Catheter Guide (Extern werkkanaal voor 6,0mm-PED-Catheter)	1 stuk